



Terapia de Luz LED DC 300

Art.-No. 85180 | EAN 40 15588 85180 3

- ✓ Terapia mediante luz
- ✓ Luz azul para mejorar el acné
- ✓ Luz roja para las impurezas de la piel



Luz Azul: 415 nm para mejorar el acné



Red light: 630 nm para la inflamación de la piel e impurezas



Aplicación | Características

Terapia con luz para uso doméstico

Luz azul para el acné

Luz roja para la piel inflamada e impurezas

2 x 5 min diarios es suficiente

Apagado automático pasados 5 minutos

Luz Roja: 630 nm

Luz Azul: 415 nm

Ligero y manejable: Ideal también para viajar

Dermatológicamente testado *

* estudio dermatológico en 20 personas

Datos Técnicos

Dimensiones: aprox. 2.6 × 2.6 × 14.1 cm

Peso: aprox. 0.23 kg

Pilas: 1 x 1.5V (AA)

Suministro de Entrega

Lápiz de terapia LED

Pila

Manual

Datos Logísticos

Unidad de venta

1 pieza | 7.2 x 3.5 x 17.3 cm | 50 gr.

Packaging unit

tbd | tbd | tbd