

# MEDISANA®

## Báscula personal de vidrio **PS435**

Art.-No. 40434 | EAN 4015588 40434 4

- ✓ Pantalla de LED invisible (sólo aparece mientras se pesa)
- ✓ Encendido automático al subir encima
- ✓ Cuatro sensores de alta precisión para resultados exactos y fiables



### Funciones/Aplicaciones:

Pantalla LED invisible (solo aparece durante el pesado)  
Encendido automático al subir encima  
Cuatro sensores de alta precisión para lecturas precisas  
Apagado automático después de 10 segundos  
Plataforma de pesado de vidrio de seguridad de 6 mm con esquinas redondeadas  
Gran pantalla LED fácil de leer (28 mm)  
Diseño extra delgado  
Alterna entre kg, lb y st  
Capacidad máxima: 180 kg, 396 lb, 28 lb4 lb  
Indicación de sobrecarga  
Visualización de batería baja

### Datos técnicos:

Dimensiones: aprox 30 × 30 × 2,1 cm  
Peso: 1,5 kg  
Rango de medición: hasta 180 kg, 396 lb, 28 st  
4 libras  
Graduación: 100g, 0.2lb, 1 / 4lb  
Baterías: 3 × 1,5V AAA alcalina

### Volumen de Entrega:

Báscula personal de vidrio  
Manual de instrucciones  
Pilas

### Datos logísticos::

- Unidad de venta  
1 pieza | 32 × 32,4 × 3,9 cm | tbd
- Unidad de embalaje  
4 uds | 33 × 17,5 × 34 cm | tbd