

# MEDISANA®

## Tensiómetro de Brazo BU 512

Art. No. 51162 | EAN 40 15588 51162 2

- ✓ Medición precisa de la tensión en el brazo
- ✓ Con indicador de arritmias
- ✓ 90 espacios de memoria para cada usuario
- ✓ Dígitos de gran tamaño para fácil lectura (hasta 22 mm)



### Aplicación | Características

Medición precisa de la tensión en el brazo

Con indicador de arritmias

90 espacios de memoria para cada usuario

Dígitos de gran tamaño para fácil lectura de los resultados (hasta 22 mm)

En pantalla se muestran: Sístole, diástole, pulso, fecha y hora

Las mediciones se clasifican según los estándares de la OMS mediante código de colores (semáforo)

Cálculo del valor promedio de todas las mediciones almacenadas en memoria

Funcionamiento a pilas

Brazalete para circunferencias de brazo de 22 a 36 cm.

Incluye estuche para guardar y pilas

Certified medical device\*\*

\* Organización Mundial de la Salud  
\*\* Certificación de acuerdo con la directiva europea MDD (Directiva de producto médico)

### Datos Técnicos

Dimensiones: aprox. 13 × 11 × 6 cm

Peso: aprox. 0.3 kg

Método de medición Oscilométrico

Rango de medición:

Presión sanguínea: 40-299 mmHg

Pulso: 40-199 latidos/min.

Pilas: 4 × 1.5V (AA) - incluidas

### Suministro de Entrega

Tensiómetro de Brazo

Brazalete para circunferencias de brazo de 22 - 36 cm

Pilas

Estuche para guardar

### Datos Logísticos

Unidad de Venta:

1 unidad | 16 × 8.5 × 13 cm | 0.6 kg

Caja máster:

4 piezas | 34.8 × 16.4 × 13.4 cm | 2.5 kg