

Tensiómetro para antebrazo con voz BU 535 VOICE

Art.-Nr. 51179 | 40 15588 51179 0

Medición precisa de la presión arterial en el brazo

Resultados mostrados por voz en los siguientes idiomas:

Art. 51179: GB, FR, RU, ES, GR, AR (árabe)

Con indicador de arritmias

120 memorias para cada uno de los 2 usuarios

Números de gran tamaño para fácil lectura



Aplicación | Características

Medición precisa de la presión arterial en el antebrazo

Resultados mostrados por voz en los siguientes idiomas:

Art. 51179: GB, FR, RU ES, GR, AR (arabic)

Con indicador de arritmias

120 espacios de memoria para cada uno de los dos usuarios

Números de gran tamaño para una fácil lectura de los datos

En pantalla se muestran: Sístole, diástole, pulso, fecha y hora

Las mediciones se clasifican según los estándares de la OMS y se muestran mediante código de colores (función semáforo)

Cálculo del valor promedio de los tres últimos 3 resultados medidos

Pantalla extra grande para una fácil lectura

Diseño muy fino

Brazalete para circunferencias de brazo de 22 a 36 cm.

Incluye estuche para almacenar

Incl. pilas (4 × 1.5V AAA)

Certified como Producto Médico**

Datos Técnicos

Dimensiones: aprox. 15 × 9.5 × 4.1 cm

Peso: aprox. 230 gr.

Método de medición oscilométrico

Rango de medición:

Presión Sanguínea: 40-260 mmHg

Pulso: 40-180 beats/min.

Pilas: 4 × 1.5V (AAA)

Volumen de suministro

Tensiómetro para antebrazo BU 535 VOICE

Brazalete para brazos con circunferencia de 22 a 36 cm.

Pilas

Estuche para guardar

Manual de instrucciones

Datos Logísticos

Unidad de venta

1 unidad | tbd | tbd

Embalaje

4 unidades | tbd | tbd

* Organización Mundial de la Salud

**Certificado de acuerdo a la directiva MDD (Directiva Europea de dispositivos médicos)