

MEDISANA®

EMS Estimulador muscular

Art.-No. 79524 | EAN 40 15588 79524 4

- ✓ Para fortalecer la musculatura
- ✓ Diseño moderno y deportivo
- ✓ 1 aparato para el abdomen y dos para los brazos
- ✓ 1 programa de entrenamiento que consiste en acupuntura, masaje y "tapping"



PRELIMINARY
FACT SHEET
Right reserved to make
technical and design changes



Estimulación EMS para promover el desarrollo y fortalecimiento de la musculatura

Art.-No. 79524 | EAN 40 15588 79524 4

1 programa de entrenamiento que consiste en masaje, acupuntura, golpeteo

1 controlador y 1 almohadilla para el abdomen

2 controladores y 2 almohadillas para brazos o piernas

Almohadillas de cuero



Funciones/Aplicaciones:	Datos técnicos:	Volumen de Entrega:
<p>Para fortalecer los músculos Diseño moderno y deportivo 1 almohadilla para el músculo del abdomen y 2 almohadillas para brazos o piernas 1 programa de entrenamiento que consiste en masaje, acupuntura, con 15 niveles de intensidad para elegir Apagado automático después de 23 min. Almohadillas de cuero El juego incluye: 3 controladores, un pad para abdomen, dos almohadillas para brazos o piernas Incluye baterías (3V CR 2032)</p>	<p>Datos técnicos Tamaño: aprox. 17 x 18,5 cm (almohadilla del abdomen) aprox. 5 x 20 cm (almohadilla del brazo) Peso aproximado. 30 g (almohadilla para el abdomen) aprox. 13 g (almohadilla para el brazo) Frecuencia: 25 +/- 10% Hz Batería: 3V CR 2032</p>	<p>Volumen de Entrega: El juego incluye: 3 controladores, un pad para abdomen, dos almohadillas para brazos o piernas Baterías Manual</p> <p>Datos logísticos::</p> <ul style="list-style-type: none">• Unidad de venta 1 pieza tbd tbd• Unidad de embalaje tbd tbd tbd