

**MEDISANA**<sup>®</sup>  
home of wellness

## Masajeador de cuello NM 865

Art.-Nr. 88945 | EAN 40 15588 88945 5

- ✓ 2 niveles de vibración para cuello y hombros
- ✓ Funciones adicionales de calor y luz roja
- ✓ Funcionamiento por adaptador y pilas – ideal para llevar de viaje



Masaje por vibración



Luz roja y calor



Panel de control integrado

Art.-Nr. 88945 | EAN 40 15588 88945 5

- Agradable masaje Shiatsu
- Apto para cuello, hombros y espalda
- Función de luz roja y calor



### Aplicación | Características:

Masaje de alta definición: dirigido, intenso masaje para una sensación tangible de bienestar  
Masaje de vibración de 2 niveles para el cuello y hombros  
Función opcional de luz roja y calor (cuando está conectado a la red)  
Funciona conectado a la red y con batería - perfecto para viajar  
Fácil de usar e inalámbrico gracias al panel de control integrado

### Datos técnicos:

Tamaño: 35,5 × 24 × 12 cm  
Peso: 0,4 kg  
Suministro de energía: 100-240 V, 50/60 Hz, 6V DC 600mA  
Potencia de salida: 3,6 vatios

### Alcance de la entrega:

Masajeador de cuello  
Adaptador de red  
Manual de instrucciones

### Datos Logísticos:

Unidad de venta:  
1 pieza | 34 × 2,5 × 25 cm |  
Unidad de embalaje:  
4 piezas | 53 × 27,8 × 35,5 cm |



Sólo adaptador