


MEDISANA®

Báscula con función de análisis BS 460

Con pantalla LCD desmontable

Art. No. 40482 | EAN 4015588 40482 5

- ✓ Medición del peso, de la grasa, del agua y de la masa muscular y ósea
- ✓ Moderna iluminación cuando está en uso (Luz azul brillante en la plataforma de pesado)



Aplicación | Características

- Medición del peso, grasa corporal, del agua y de la masa muscular y ósea
- Análisis calórico integrado (BMR)
- Capacidad máxima: 180 kg
- Pantalla desmontable con pie para colocar en una superficie y gancho para colgar
- Moderna iluminación cuando está en uso (Luz azul brillante en la plataforma de pesado)
- Botones táctiles
- Se activa al subirse encima
- Área de pesado fabricada en cristal de seguridad de 6 mm.
- Sensores de alta precisión para resultados exactos y fiables
- Muestra la hora
- 10 ranuras de memoria
- Ahorra energía - apagado automático pasados

- 10 egundos
- Indicador de sobre carga
- Pilas incluidas (7 x 1.5V AAA)

Datos técnicos

- Medidas: aprox. 31.9 x 31.9 x 2.8 cm
- Peso: aprox. 2 kg
- Tamaño de la pantalla: 9 x 4.5 cm
- Peso máximo soportado: hasta 180 kg, 396 lb, 28 st 4 lb
- En graduaciones: 100 g, 0.2 lb, 1/4 lb

Volumen de suministro

- Báscula
- Manual de instrucciones
- Pilas

Datos logísticos

- Caja unitaria**
1 ud | 35.5 x 4.1 x 34.5 cm | tbd
- Packaging unit**
4 uds | 36.7 x 17.5 x 35.5 cm | tbd