

# MEDISANA®

## Tensiómetro de brazo BU 546 connect

Art.-Nr. 51188 | EAN 4015588 51188 2

- ✓ Medición precisa de la tensión en el brazo
- ✓ Con indicador de arritmias
- ✓ 120 espacios de memoria para cada uno de los dos usuarios
- ✓ Dígitos de gran tamaño para fácil lectura



### VitaDock+ App 2.0

A mano, siempre y en cualquier lugar



nueva interfaz de usuario

Visualice sus datos en forma de gráficos detallados

Posibilidad de sincronizar los resultados de la medición con la App VitaDock+



### VitaDock Online

Gestión de la Salud con App o Mac

Transferencia de datos segura y encriptada  
Sincronización entre múltiples dispositivos  
Comparta sus datos con el doctor, o en redes sociales y portales web



# MEDISANA®

## Tensiómetro de brazo BU 546 connect

Art.-Nr. 51188 | EAN 4015588 51188 2

Brazaletes grande: 22-42 cm

Dígitos grandes para fácil lectura

Clasificación de los valores con código de colores

Muestra: Sístole, diastole, pulso, fecha y hora



### Aplicación | Características

Medición precisa de la tensión arterial en el antebrazo

Las Mediciones se clasifican según los estándares de la OMS y se muestran mediante código de colores (semáforo)

120 espacios de memoria para cada usuario

Con indicador de arritmias

Cálculo del valor promedio de los últimos 3 resultados

Dígitos de gran tamaño para una fácil lectura de los datos

Muestra: Sístole, diastole, pulso, fecha y hora | Transferencia de datos via Bluetooth® Smart al portal VitaDock y a la App VitaDock +

### Datos Técnicos

Medidas: 150 × 95 × 41 mm

Peso: approx. 225g

Método de medición: Oscilométrico

Rango de Medición:

- Presión Sanguínea: 40-260 mmHg

- Pulso: 40-180 latidos/min.

Pilas: 4 × 1,5 V (AAA)

### Contenido

Tensiómetro de brazo

Brazaletes (22-42cm)

Estuche para guardar

Manual de instrucciones

Pilas

### Datos Logísticos

Unidad de venta:

1 unidad | tbd | tbd

Caja máster

4 unidades | tbd | tbd