

MEDISANA®

Tensiómetro de Brazo BU 540 connect

Art.-Nr. 51182 | EAN 4015588 51182 0

- ✓ Medición precisa de la tensión en el antebrazo
- ✓ ACon indicador de arritmias
- ✓ 120 espacios de memoria para cada uno de los dos usuarios
- ✓ Dígitos de gran tamaño para fácil lectura



VitaDock+ App 2.0

Datos accesibles siempre y en cualquier lugar



- Nueva interfaz de usuario mejorada
- Visualice sus datos en forma de gráficos y tablas, siempre y donde desee.
- Posibilidad de sincronizar los resultados con el portal online VitaDok+



VitaDock Online Gestión de la salud en Pc o Mac

Transferencia de datos segura y encriptada
Sincronización de los resultados entre múltiples dispositivos
Comparta sus resultados con su médico o en redes sociales



Tensiómetro de Brazo BU 540 connect

Art.-Nr. 51182 | EAN 4015588 51182 0

Brazaletes extra grande: 22-42 cm

Grandes dígitos para fácil lectura de los datos

Clasificación mediante colores (semáforo) en función de las recomendaciones de la OMS

Muestra sístole, diastole, pulso, fecha y hora



Aplicación | Características

Medición precisa de la tensión arterial en el antebrazo

Indicador de arritmias

120 espacios de memoria para cada uno de los dos usuarios

Dígitos de gran tamaño para fácil lectura

Muestra sístole, diastole, pulso, fecha y hora

Las mediciones se clasifican mediante código de colores (semáforo) según los estándares de la OMS y se pueden transferir vía Bluetooth Smart a la App VitaDock+ y al portal VitaDock

Cálculo del valor promedio de los últimos tres resultados

Brazaletes extra grande (para brazos con circunferencias de 22 a 42 cm)

Pilas incluidas (4x 1.5V AA)

Certificado como producto médico**

Datos técnicos

Size: approx. 15 × 9.5 × 4.1 cm

Peso: aprox. 0.23 kg

Método de medición: Oscilométrico

Rango de medición:

Presión Sanguínea: : 40-260 mmHg

Pulso: 40-180 latidos/min.

Pilas: 4 × 1.5V (AA)

Contenido

Tensiómetro de Brazo

Brazaletes (22-42cm)

Estuche

Manual de instrucciones

Pilas

Datos logísticos

Unidad de venta

1 unidad | tbd | tbd

Caja máster

4 unidades | tbd | tbd

* Bluetooth® 4.0 compatible con la aplicación VitaDock + a partir de Apple (iOS 7.0), iPhone® 4s, iPod Touch® (a partir de 4 Gen.), iPad 3, a partir de Android 4.3

**Organización Mundial de la Salud

*** Certificado de acuerdo la directiva europea MDD (certificado de producto médico)