

# MEDISANA®

## Báscula personal con voz **PS425**

Art. No. 40448 | EAN 4015588 40448 1

- ✓ Resultados mostrados por voz en 4 idiomas: DE, GB, FR, ES
- ✓ Plataforma de pesado hecha en cristal de seguridad de 6 mm. con esquinas redondeadas
- ✓ 4 sensores de alta precisión para resultados exactos
- ✓ Pantalla muy fácil de leer
- ✓ Apagado automático para ahorro de energía



**Resultados mostrados por voz en 4 idiomas: DE, GB, FR, ES**

# MEDISANA®

## Báscula personal con voz PS425

Art. No. 40448 | EAN 4015588 40448 1

Resultados mostrados por voz  
en 4 idiomas: DE, GB, FR, ES

Pantalla muy fácil de leer

Plataforma de pesado hecha en cristal  
de seguridad de 6 mm.



Aplicación   Características	Datos técnicos	Contenido del paquete
Resultados mostrados por voz en 4 idiomas: DE, GB, FR, ES Apagado automático Pantalla LCD de fácil lectura Cómodo encendido "step-on" Plataforma de pesado hecha en cristal de seguridad de 6 mm. con esquinas redondeadas Alterna entre kg y lb Indicación de sobrecarga Visualización de batería baja Cuatro sensores de alta precisión para lecturas fiables Rango de medición hasta 180 kg	Dimensiones: 31 × 31 × 2,4 cm Peso: 1,8 kg Rango de medición hasta 180 kg Graduación: 100g, 0,2 lb Baterías: 3 × 1,5 V (AAA)	Báscula personal 3 pilas AAA Manual de instrucciones  <b>Datos Logísticos</b> Embalaje de ventas 1 pieza   33 × 32,5 × 3,5 cm   tbd Unidad de empaque 4 piezas   34,5 × 17 × 34,5cm   tbd